

Thank you for your purchase.

Thank you for choosing this electronic personal scale of our series products. To ensure proper operation and to maintain the lifespan and the utmost accuracy of the scale, please read this manual carefully before use.

Key Features


- Capacity: 6kg-150kg
- Division: 100g
- Auto on & Auto off function
- Low battery and over load indication
- Free switch within three different units: kg/lb/st
- Powered by 4*AAA are packed in the box

Weighing Steps

1. If it is the first time to use, please take out 4xAAA batteries from insulation sheet, open the battery cover at the back of the scale. Put the 4xAAA batteries into the scale, and then close the cover.
2. Make sure to place scale on the flat floor.
3. Stand on the center of the weighing platform and keep still, LCD will show the result flash.
4. Come down from the scale when finish.
5. Scale will auto power off within 15 seconds after the weighing result is stable.

Weighing Steps

- LCD display means overload.



- LO means power not enough.

**Attention**

1. Capacity: 6kg-150kg, d=100g, Please weigh within this scope, otherwise, the sensor will be damaged.
2. Do not put anything on the glass after weighing, or will short the life of battery.
3. Only for body weight measure, do not use elsewhere.
4. Do not use chemical detergent for cleaning, soft silk will be good.
5. Please stand on the center of the scale, keep you feet and the platform surface dry, avoid falling down and slip.
6. Do not put the scale on rough floor or carpet weighing, otherwise, the measure result will not precise.
7. Keeping the scale from wet, hot and cold place.
8. Do not jump or rough stomp on scale, not attempt to Disassembly.
9. If it can't work, please check whether battery touched electrodes or replace battery, or contact local agents for help.

Digital Personal Scale

가정용 디지털 체중계

HE-51



제품의 색상은 실제와 다를 수 있습니다.

CAS
www.globalcas.com
OWNER'S MANUAL

구매해주셔서 감사합니다.

제품의 올바른 사용과 유지를 위해서 반드시 제품을 사용하기 앞서 본 사용설명서를 잘 읽어주시기 바랍니다.

제품특징


- 용량: 6kg~150kg
- 눈금단위: 100g
- 자동 켜기&끄기 기능
- 저-전력 및 과-하중 표시
- 4개의 AAA전지가 박스에 포장되어 있습니다.

체중측정 단계

1. 처음 사용하시는 경우, 절연시트에서 AAA전지 4개를 꺼내고, 체중계 뒷면에 있는 전지 덮개를 여시오. AAA전지 4개를 체중계에 삽입한 다음, 덮개를 닫으시오.
2. 체중계를 반드시 편평한 바닥에 놓으시오.
3. 체중측정 플랫폼 중앙에 가만히 서 있으시오. 그러면, LCD가 결과 값 플래시 신호를 표시합니다.
4. 측정이 끝나면 체중계에서 내려 오시오.
5. 체중측정 값이 안정적으로 표시된 후 15초 이내에 체중계의 전원은 자동으로 차단됩니다.

경고 표시

- 다음과 같은 LCD 화면은 과-하중을 의미합니다.



- 다음과 같은 "Lo"는 부족한 전원을 의미합니다.



주의

1. 용량: 6kg~150kg, d(눈금단위)=100g, 이 범위 내에서 체중을 재시오. 그렇지 않으면, 센서가 파손됩니다.
2. 체중 측정 후에 유리 면에 어떤 것을 올려 놓지 마시오. 그렇지 않으면, 배터리 수명이 단축됩니다.
3. 체중 측정용으로만 사용하시오. 그 밖의 다른 이유로 사용하지 마시오.
4. 체중계를 닦기 위해 화학세제를 사용하지 마시오. 부드러운 실크 천이 좋습니다.
5. 체중계 중앙에 서서, 떨어지거나 미끄러짐을 방지하기 위해 두발과 플랫폼을 마른 상태로 유지하시오.
6. 체중을 측정하는 동안 체중계를 거친 바닥 혹은 카펫 위에 올려 놓지 마시오. 그렇지 않은 경우, 측정결과가 다르게 표시됩니다.
7. 체중계를 젖은 장소, 뜨거운 장소, 차가운 장소에 놓아두지 마시오.
8. 체중계 위에서 뛰거나 세게 발을 구르지 마시오. 체중계를 분해하려 하지 마시오.
9. 체중계가 작동되지 않는 경우, 배터리가 전극에 올바르게 접촉되어 있는지 점검 하거나, 배터리를 교체하거나, 도움을 받기 위해 현지 판매대리인에게 연락하시오.

Digital Personal Scale

가정용 디지털 체중계

HE-51

CAS 고객 서비스 지원 센터
1577-5578
www.cas.co.kr
24시간 고객센터

서울사무소: 서울시 강동구 양재대로 136(성내동) 카스빌딩
TEL_02 2225 3500 FAX_02 475 4668/9

지사
인천 | 032 434 0281 대구 | 053 356 7111

지방지점
부산 | 051 313 3626 광주 | 062 363 0262 울산 | 052 267 3626
대전 | 042 672 1016 전주 | 063 211 4661 마산 | 055 255 4371

영남소
수원 | 031 8015 4295 천안 | 041 621 1015 구미 | 054 476 6363
아주 | 061 725 0262